

# РЕЗУЛЬТАТЫ

*до/после эпиляции диодным лазером*

## IN-MOTION D1/D2™



### BEAUTY SYSTEMS

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



# ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ В ОБЛАСТИ ЛИЦА

диодным лазером IN-MOTION D1/D2



### Пациент:

Ольга, 33 года / светлая кожа, тёмные волосы.

Проходила курс гормональной терапии, после чего вместе с лишним весом появились волосы на подбородке и в зоне верхней губы, усилился рост волос на руках. Решилась на лазерную эпиляцию, чтобы избавиться от последствий.

### Специалист:


тренер компании Beauty Systems

### Лазерная эпиляция зоны:

подбородок, зона верхней губы

BEAUTY SYSTEMS

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ







до эпиляции




после 1 процедуры




после 2 процедуры



после 3 процедуры



после 4 процедуры



после 5 процедуры

**По этой ссылке/qr-коду  
видео процедур,**

которые проводят врачи-косметологи  
клиники «Эстетика Тела» совместно  
с компанией Beauty Systems  
на диодном лазере In-Motion D1/D2





# ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ ЗОНЫ РУК

диодным лазером IN-MOTION D1/D2



### Пациент:

Ольга, 33 года / светлая кожа, тёмные волосы.

Проходила курс гормональной терапии, после чего вместе с лишним весом появились волосы на подбородке и в зоне верхней губы, усилился рост волос на руках. Решилась на лазерную эпиляцию, чтобы избавиться от последствий.

### Специалист:


тренер компании Beauty Systems

### Лазерная эпиляция зоны:

руки (от локтя до запястий)

**BEAUTY SYSTEMS**

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





до эпиляции



после 1 процедуры



после 2 процедуры



после 3 процедуры



после 4 процедуры



после 5 процедуры

**По этой ссылке/qr-коду  
видео процедур,**  
которые проводят врачи-косметологи  
клиники «Эстетика Тела» совместно  
с компанией Beauty Systems  
на диодном лазере In-Motion D1/D2





# ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ ОБЛАСТИ ПОДМЫШЕК

диодным лазером IN-MOTION D1/D2



### Пациент:

Марина, 30 лет / тёмные волосы средней жёсткости.

Серьезно не думала о лазерной эпиляции, пока не сходила к косметологу на удаление неудачного татуажа бровей. Предложили поучаствовать в проекте и согласилась, потому что стало интересно.

### Специалист:

тренер компании Beauty Systems

### Лазерная эпиляция зоны:

подмышки

BEAUTY SYSTEMS

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





до эпиляции



после 1 процедуры



после 3 процедуры



после 5 процедуры

По этой ссылке/*qr-коду*  
**видео процедур**,  
которые проводят  
врачи-косметологи  
клиники «Эстетика Тела»  
совместно с компанией  
Beauty Systems на  
диодном лазере  
In-Motion D1/D2



## Лазерная эпиляция зоны:

подмышки

## Специалист:

топ-мастер лазерной эпиляции

Гала Королевская,

студия LaserEpil (г. Москва)



# BEAUTY SYSTEMS

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





По этой ссылке/qr-коду  
можно увидеть  
еще больше результатов  
топ-мастера Гала  
Королевской  
(студия LaserEpiI)  
на диодном лазере  
In-Motion D1/D2



LINK

## Лазерная эпиляция зоны:

подмышки

## Специалист:

мастер лазерной эпиляции

Анна Маринова, студия Marina Studio



BEAUTY SYSTEMS

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





до эпиляции



после 3 процедур

**По этой ссылке/qr-коду  
можно увидеть**  
еще больше результатов  
мастера Анна Маринова  
(студия Marina Studio)  
на диодном лазере  
In-Motion D1/D2



LINK

## Лазерная эпиляция зоны:

подмышки

## Специалист:

мастер лазерной эпиляции

Залина Даурова, студия Laser Fly



BEAUTY SYSTEMS

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





до эпиляции



после 3 процедур

*По этой ссылке/qr-коду  
можно увидеть  
еще больше результатов  
мастера Залины Дауровой  
(студии Laser Fly)  
на диодном лазере In-Motion D1/D2*



## Лазерная эпиляция зоны:

подмышки

## Специалист:


мастер лазерной эпиляции

Магомедова Анна, студия Privat



BEAUTY SYSTEMS

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





LINK

По этой ссылке/*qr-коду* можно увидеть  
еще больше результатов  
мастера Магомедова Анна (студия Privat)  
на диодном лазере In-Motion D1/D2

BEAUTY SYSTEMS

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



до эпиляции




после 4 процедур





# ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ НОГ

диодным лазером IN-MOTION D1/D2



### Пациент:

Дарья, 24 года / фототип 2.

Никак не могла выбрать клинику. Отзывы в интернете не внушали доверия.

Откликнулась на предложение пройти курс и рассказать об ощущениях по рекомендации подруги.

BEAUTY SYSTEMS

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### Специалист:

тренер компании Beauty Systems

### Лазерная эпиляция зоны:

ноги (голени)





до эпиляции



после 1 процедуры



после 3 процедуры



после 5 процедуры

По этой ссылке/*qr-коду*  
**видео процедур,**  
 которые проводят  
 врачи-косметологи  
 клиники «Эстетика Тела»  
 совместно с компанией  
 Beauty Systems на  
 диодном лазере  
 In-Motion D1/D2



## Лазерная эпиляция зоны:

ноги (голени)

## Специалист:


мастер лазерной эпиляции

Анна Маринова, студия Marinaova Studio



BEAUTY SYSTEMS

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





**По этой ссылке/qr-коду  
можно увидеть**  
еще больше результатов  
мастера Анна Маринова  
в студии Marinova Studio  
на диодном лазере  
In-Motion D1/D2





По этой ссылке/*qr*-коду можно увидеть  
еще больше результатов мастера  
Анна Маринова (студии Marinova Studio)  
на диодном лазере In-Motion D1/D2





# ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ ЗОНЫ БИКИНИ

диодным лазером IN-MOTION D1/D2



## Лазерная эпиляция зоны:

зона бикини

## Специалист:

мастер лазерной эпиляции

Яковлевой Алены, студия эстетики

Алены Яковлевой



# BEAUTY SYSTEMS

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





LINK

По этой ссылке/*qr-коду* можно увидеть  
еще больше результатов мастера Яковлевой Алены  
(студия эстетики Алены Яковлевой)  
на диодном лазере In-Motion D1/D2

BEAUTY SYSTEMS

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



до эпиляции



после 10 процедур



## Лазерная эпиляция зоны:

зона бикини

## Специалист:

топ-мастер лазерной эпиляции

Гала Королевская,

студия LaserEpil (г. Москва)



BEAUTY SYSTEMS

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





LINK LINK

По этой ссылке/qr-коду можно увидеть  
еще больше результатов топ-мастера Гала Королевской  
(студия LaserEpil) на диодном лазере In-Motion D1/D2

BEAUTY SYSTEMS

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





LINK LINK

По этой ссылке/qr-коду можно увидеть  
еще больше результатов топ-мастера Гала Королевской  
(студия LaserEpil) на диодном лазере In-Motion D1/D2

BEAUTY SYSTEMS

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



0й



0й



0й



0й



4й Один из самых ярких моих кейсов  
которым я очень горжусь



5й Идеальный промежуточный результат  
на середине курса ☺



6й чистое и светлое бикини за 6 процедур



8й Отпускаю на поддержку уже с курса ☺





BEAUTY SYSTEMS

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

По этой ссылке/*qr*-коду  
можно увидеть еще больше  
результатов топ-мастера  
Гала Королевской (студия LaserEpil)  
на диодном лазере In-Motion D1/D2



## Лазерная эпиляция зоны:

зона бикини

## Специалист:



мастер лазерной эпиляции

Залина Даурова, студия Laser Fly

BEAUTY SYSTEMS

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





**По этой ссылке/qr-коду  
можно увидеть**  
еще больше результатов  
мастера Залины Дауровой  
(студии Laser Fly)  
на диодном лазере  
In-Motion D1/D2





до эпиляции



после 8 процедуры

*По этой ссылке/qr-коду  
можно увидеть  
еще больше результатов  
мастера Залины Дауровой  
(студии Laser Fly)  
на диодном лазере  
In-Motion D1/D2*



## Лазерная эпиляция зоны:

зона бикини

## Специалист:


мастер лазерной эпиляции

Магомедова Анна, студия Privat



BEAUTY SYSTEMS

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





LINK

По этой ссылке/*qr-коду* можно увидеть  
еще больше результатов  
мастера Магомедова Анна (студия Privat)  
на диодном лазере In-Motion D1/D2

BEAUTY SYSTEMS

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



до эпиляции



до эпиляции



до эпиляции



после 3 процедуры



после 3 процедуры



после 6 процедуры



## Лазерная эпиляция зоны:

зона бикини

## Специалист:

мастер лазерной эпиляции

Марина Родионова, студия Adel Beauty




BEAUTY SYSTEMS

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ




после 12 процедуры



после 13 процедуры



после 15 процедуры



**По этой ссылке/qr-коду  
можно увидеть  
еще больше результатов  
мастера Марина Родионова  
(студия Adel Beauty)  
на диодном лазере  
In-Motion D1/D2**



LINK

## Лазерная эпиляция зоны:

зона бикини

## Специалист:

сеть студий лазерной эпиляции

Кулагиной Марины «Lazer Body»



# BEAUTY SYSTEMS

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





LINK

По этой ссылке/*qr-коду* можно увидеть  
еще больше результатов сеть студий лазерной эпиляции  
Кулагиной Марины «Lazer Body»  
на диодном лазере In-Motion D1/D2

BEAUTY SYSTEMS

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



после 2 процедур



после 6 процедур



полный курс процедур



☐☐ ВСЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В КЕЙС-БУКЕ,  
☐☐ ВЫПОЛНЕНЫ НА ДИОДНЫХ ЛАЗЕРАХ IN MOTION D1 И D2.

## ПРЕИМУЩЕСТВА АППАРАТОВ IN MOTION:

- Эффективно убирают волосы с минимальным содержанием пигмента;
- Работают со всеми фототипами кожи;
- Ресурс на 30 млн. импульсов  $\approx$  8 лет непрерывной работы;
- Высокое качество комплектующих - немецкий излучатель Limo;
- Оснащены интеллектуальной системой охлаждения;
- Имеют документы, подтверждающие эффективность, качество и безопасность.





## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Вид излучения

Источник излучения

Производство излучателя

Вид излучателя

Ресурс лазерного излучателя

Длина волны рабочего излучения, нм

Размер световой апертуры, мм

Режимы работы

Длительность импульса, мс

Плотность энергии, Дж/см<sup>2</sup>Максимальная плотность энергии, Дж/см<sup>2</sup>

Частота, Гц

Материал световода

Охлаждение

Охлаждение излучающей насадки

Дисплей

Требования к электрической сети

Потребляемая мощность, Ватт

Габариты устройства, см

Вес нетто, кг

Производство

## In-Motion D1:

лазерное инфракрасное, неионизирующее

полупроводниковый лазер

Германия

EEL

30 миллионов импульсов

808

12x12

SHR/HR

от 2 до 220

от 1 до 100

100 (HRрежим); 25 (SHRрежим)

1-10

натуральный сапфир

водяное, воздушное, полупроводниковое

от 2 до 5 С

10.4" LCD

220В/-10%, 50Гц, 15А

не более 1600

не более 115x37x55

не более 55

Россия - ООО «Антаросс»

## In-Motion D2:

лазерное инфракрасное, неионизирующее

полупроводниковый лазер

Германия

EEL

30 миллионов импульсов

808

12x12

SHR/HR

от 2,8 до 330

от 1 до 100

100 (HRрежим); 25 (SHRрежим)

1-10

натуральный сапфир

водяное, воздушное, полупроводниковое

от 2 до 5 С

10.4" LCD

220В/-10%, 50Гц, 15А

не более 800

не более 60x53x54

не более 30

Россия - ООО «Антаросс»

# КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕДУРА?

Наведите камеру телефона на qr-код и посмотрите видео обзоры диодных лазеров In-Motion D1/D2.



Посмотреть видео-обзор  
аппарата In-Motion D1

LINK LINK



Посмотреть видео-обзор  
аппарата In-Motion D2

LINK LINK



Видео-инструктаж по работе  
с аппаратом In-Motion D1

LINK LINK



Видео-инструктаж по работе  
с аппаратом In-Motion D2

LINK LINK

# BEAUTY SYSTEMS

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ООО «ТД Бьюти Системс» / ИНН: 9718115340



Москва, Щелковское шоссе 5с1, БЦ Сокол



Единая горячая линия: 8 (800) 505 13 46

WhatsApp: 8 (977) 528 77 81

Подробное описание диодных лазеров In-Motion D1 и D2 доступно на сайте,  
воспользуйтесь QR-кодом



LINK LINK